

1

Scaricare il Setup del Software Estrattore File Dati AMD al seguente link

<https://aemmedi.it/download/25111/>

2

Una volta scaricato il Setup eseguire l'installazione guidata seguendo i passaggi che verranno mostrati a schermo



3

Avviare il software Estrattore File dati AMD ed accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate per autenticarsi alla cartella Smart Digital Clinic, avendo cura di selezionare il centro di appartenenza

Estrattore file dati AMD

**AMD**

1. Inserire le proprie credenziali di Smart Digital Clinic

Nome utente  
Username

Password:  
Password

Centro  
Selezionare un centro

Accedi

2. Selezionare il centro di appartenenza

3. Cliccare su Accedi

**AMD**  
ASSOCIAZIONE  
MEDICI  
DIABETOLOGI

1974  
ANNO DI FONDAZIONE

CE 0051

**METEDA S.r.l**  
Via Antonio Bosio, 2 int.10  
00161 Roma (RM)

**Servizio di Assistenza:**  
**E-mail:** assistenza@meteda.it  
**Telefono:** 0735 782131  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 17,30

4

Scaricare il Setup del Software Estrattore File Dati AMD al seguente link

Estrattore file dati AMD

### OPZIONI DI CREAZIONE DATI AMD

Si consiglia di esportare almeno un anno precedente al periodo che si desidera analizzare

Dalla data: 19/07/2018

Alla data: 19/07/2019

Per abilitare l'export dei dati AMD è necessario prima compilare il questionario sull'organizzazione del centro di Diabetologia

[Compila il questionario](#)

### ESPORTA DATI AMD

Centro di riferimento: **Diabetologia**

**CodiceAMD: 1234567**

Utente: **diabetologia**

Percorso del file:

[GENERA FILE DATI AMD](#)

diabetologia - Diabetologia

Verificare se il codice AMD è inserito e corretto