

1

Scaricare il Setup del Software Estrattore File Dati AMD al seguente link

<https://aemmedi.it/download/25111/>

2

Una volta scaricato il Setup eseguire l'installazione guidata seguendo i passaggi che verranno mostrati a schermo



3

Avviare il software Estrattore File dati AMD ed accedere utilizzando le stesse credenziali utilizzate per autenticarsi alla cartella Smart Digital Clinic, avendo cura di selezionare il centro di appartenenza

The screenshot shows the login interface of the 'Estrattore file dati AMD' software. On the left is the AMD logo with the text 'ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI' and '1974 ANNO DI FONDAZIONE'. Below the logo is the CE0051 certification mark. On the right is a login form with three fields: 'Nome utente' (Username), 'Password', and 'Centro' (a dropdown menu). A blue 'Accedi' button is located below the form. Three red arrows point to the form fields with the following instructions: '1. Inserire le proprie credenziali di Smart Digital Clinic' (pointing to the Username and Password fields), '2. Selezionare il centro di appartenenza' (pointing to the Centro dropdown), and '3. Cliccare su Accedi' (pointing to the Accedi button). At the bottom of the page, contact information for METEDA S.r.l. is provided, including the address, email, and phone number, along with the service hours.

1. Inserire le proprie credenziali di Smart Digital Clinic

2. Selezionare il centro di appartenenza

3. Cliccare su Accedi

METEDA S.r.l
Via Antonio Bosio, 2 int.10
00161 Roma (RM)

Servizio di Assistenza:
E-mail: assistenza@meteda.it
Telefono: 0735 782131
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 17,30

4

Verificare che il codice centro AMD riportato nella maschera del software sia corretto

AMD Estrattore file dati AMD

AMD

OPZIONI DI CREAZIONE DATI AMD

Si consiglia di esportare almeno un anno precedente al periodo che si desidera analizzare

Dalla data: 19/07/2018

Alla data: 19/07/2019

Per abilitare l'export dei dati AMD è necessario prima compilare il questionario sull'organizzazione del centro di Diabetologia

Compila il questionario

ESPORTA DATI AMD

Centro di riferimento: **Diabetologia**

CodiceAMD: 1234567

Utente: **diabetologia**

Percorso del file:

GENERA FILE DATI AMD

diabetologia - Diabetologia

Verificare se il codice AMD sia presente e sia corretto