

**PROCEDURA PER
L'INSERIMENTO
DEI LIMITI DI NORMALITA' DELLA
HbA1c**

3- Aprire la finestra degli esami di un qualsiasi paziente

Esami - Prova Prova età 50

Descrizione	02/02/2010
Peso kg	80,0
BMI	24,7
Peso Max Kg	81
Peso Min Kg	61,6
Altezza cm	180
Emoglob. Glicata HbA1c %	8,0
Pressione Sistolica mmHg	130
Pressione Diastolica mmHg	80
Colesterolo mg/dl	200
Colesterolo HDL mg/dl	56
Trigliceridi post 12h dig. mg/dl	125
Glicemia a digiuno mg/dl	150
Creatinina mg/dl	1,00

4- Cliccare due volte su "Emoglobina glicata"

PROCEDURA PER L'INSERIMENTO DEI LIMITI DI NORMALITA' DELLA HbA1c


The screenshot shows a software window titled "Edit Esami" with the following fields and annotations:

- Descrizione Esame:** Emoglob.Glicata HbA1c
- Codice Tariffa:** 90.28.1 (indicated by a red arrow)
- Unità di Misura:** %
- Minimo:** (empty field, circled in red)
- Massimo:** (empty field, circled in green)
- Numero di Interi:** 2
- Numero di Decimali:** 1
- Valori Accettabili:** (empty fields)
- Riferimento:** Emoglob.Glicata HBA1C
- Laboratorio:** Default

At the bottom right of the window are buttons for "X" (cancel) and a green checkmark (confirm).

5- Inserire i limiti di normalità per la metodica in uso nel laboratorio di riferimento

PROCEDURA PER L'INSERIMENTO DEI LIMITI DI NORMALITA' DELLA HbA1c



**6- Fine della
procedura**

**PROCEDURA PER L'INSERIMENTO
DEI LIMITI DI NORMALITA' DELLA HbA1c**